

MADX
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

madx.com

ALEXX
ALLERGY XPLOER

ALEX³
300 АЛЕРГЕНА
ВСЕОБХВАТЕН. СПЕЦИФИЧЕН.
ЕФЕКТИВЕН.

СЕРТИФИЦИРАНО
и валидирано
ръководство за
интерпретация

ALEX³

85 АЛЕРГЕННИ СМЕЕЙСТВА
300 АЛЕРГЕНА

218 МОЛЕКУЛАРНИ АЛЕРГЕНИ
107 ЕКСКЛУЗИВНИ
КОЛИЧЕСТВЕН tIgE

MADX
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

ВСЕОБХВАТЕН.

- 300 АЛЕРГЕНА
- 218 молекули и 82 екстракта
- 107 ексклузивни алергена
- Измерване на tIgE & sIgE

ВИСОКА СПЕЦИФИЧНОСТ.

- РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
- Необходимо е малко количество серум
- CCD-блокиране: Елиминиране на клинично незначими антитела
- Бърза и надеждна диагностика
- 360° профил на сенсibiliзация с 1 тест
- Интегрирано ръководство за интерпретация

ЕФЕКТВЕН.

- КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ
- Откриване причината за алергията
- Установяване на основната картина и крос-реактивната сенсibiliзация
- Оценка на риска за пациента – за избягване на тежки алергични реакции към храни
- Разработване на точни препоръки за хранителния режим
- Подбор на компоненти за алерген-специфична имунотерапия (ASIT) и прогнозиране на нейната ефективност



За повече
информация:
alextest.bg



Списък с
алергени:



MADx тестовите се обработват и анализират от нашия собствен хардуер (MAX 45k, MAX 9k, ImageXplorer) и софтуерни системи (RAPTOR Server Analysis Software, RAVEN Interpretation Software) обработен и анализиран.

MADX
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS
madx.com

INTERNATIONAL
MEDICAL
CONSULTING
allergyimc.bg